

(3-002) Huber MiniChiller: HI-Festlegung Kühlmedium

19.01.2022 (mg)

“...sind wir zu folgenden Entscheidungen gekommen:”

Bei Kunden mit Minichiller verwenden wir ab sofort entweder

(1.) Destilliertes Wasser mit Zugabe von 0,1 g Soda (Na_2CO_3) pro Liter

oder

(2.) Leitungswasser, wenn es weiches Leitungswasser (mit Wasserhärte kleiner/gleich 8,4 °dH) ist.

Da müsste der Kunde gefragt werden, was die für vor Ort für Leitungswasser haben.

Das bedeutet:

“

→ Das heißt erstmal, dass wir ein kleines Fläschchen oder eine Dose mit Soda im Servicekoffer dabei haben müssen.

Darauf muss geachtet werden.

→ Zudem muss vor der Installation beim Kunden nachgefragt werden, ob er destilliertes Wasser in der entsprechenden Menge vorrätig hat oder wie es um die Beschaffenheit des örtlichen Leitungswasser bestellt ist.

→ Eine Idee war ebenfalls immer einen Kanister mit dest. Wasser vorrätig zu haben, um den im Zweifelsfall mit zum Kunden nehmen zu können.

→ Immer ein Ersatz-Durchflusswächter im Servicekoffer mitgenommen wird, um einen defekten Wächter austauschen zu können.

- Hr. Bienefeld klebt ab sofort (19.01.2022) vor Auslieferung immer Aufkleber, siehe Anhang, auf die Minichiller, auf denen die Angaben zu den verwendbaren Kühlmedien stehen.
- Hr. Bienefeld wird Fotos für die Installation vom Durchflusswächter machen und ich erarbeite daraus dann eine Anleitung. Das hat nicht höchste Priorität, kann also noch etwas dauern. “